

VERWERKING VAN PATRIXEN VAN PRECI-CLIX TI-P/P-P

1. Leg de invoerlijn van de prothese vast.
2. Kies de juiste kunststofpatrixhouder **RE 04 TI** en druk de patrix **1281 C** in de uitsparing.
3. Plaats de parallelhouder **1201 P** voorzichtig over de patrix.
4. Pas het kunststofprofiel aan de vorm, positie en hoogte van de pijlerkronen aan.
5. Bevestig de patrixhouder met was aan de pijlerkronen. Verwijder de parallelhouder.
6. Breng gietkanalen aan en bereid voor om in te bedden.
7. Bed in, warm voorzichtig op en giet in een harde legering.
Gebruik geen snel op te warmen inbedmassa's.
8. Straal het gietstuk af, zonder daarbij de patrix te beschadigen. Gebruik de holfrees **1230**, enkel voor NEM- of harde legeringen.
9. Werk het gietstuk zorgvuldig af, zodat er niet teveel materiaal van de kogel wordt weggenomen. Polijst op hoogglans.