

## REPLACER UN CAVALIER PRECI-HORIX

Tous les emballages PRECI-HORIX standard sont livrés avec des cavaliers jaunes **1802**.

Si la rétention de ces cavaliers ne donne pas entière satisfaction, ils peuvent être remplacés par des cavaliers blancs **1805** avec une rétention réduite ou par des cavaliers rouges **1806** avec une rétention accrue.

1. Coupez le cavalier avec un bistouri au milieu et enlevez-le de la prothèse.
2. Placez le cavalier désiré sur l'auxiliaire d'insertion **1705** et positionnez-le en place.
3. Contrôlez si la rétention désirée est obtenue.