

SOSTITUIRE UNA MATRICE PRECI-CLIX

In tutte le confezioni PRECI-CLIX sono fornite le matrici gialle standard **1231**.

Se la ritenzione della matrice non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirla con una matrice bianca **1232** con ritenzione inferiore o con una matrice rossa **1233** con ritenzione maggiore.

1. Piegate le lamelle della matrice con uno strumento appuntito (fresa appuntita) verso l'interno.
2. Con la fresa **IMP-XH-135**, tagliante in testa, forate la matrice in centro cautamente fino all'alloggiamento.
3. Rimuovete la matrice con uno strumento appuntito.
4. Mettete la matrice desiderata sull'accessorio per l'inserzione **1222** e spingetela nell'alloggiamento.
5. Controllate se è stata la ritenzione desiderata.