

## VERVANGEN VAN EEN PRECI-HORIX-RUITER

Bij alle PRECI-HORIX-verpakkingen worden de gele ruiters **1802** standaard meegeleverd.

Wanneer de retentie van deze ruiters niet voldoet aan de gestelde eisen, kan men ze vervangen door witte ruiters **1805** die minder retentie geven of door rode ruiters **1806** die meer retentie geven.

1. Snij de ruiters met een scalpelmessje middendoor en verwijder ze uit de prothese.
2. Plaats de gewenste ruiters op de meegeleverde indrukstift **1705** en druk ze op hun plaats.
3. Controleer of de gewenste retentie voorhanden is.