

VERVANGEN VAN EEN PRECI-VERTIX-MATRIX

Bij de PRECI-VERTIX-verpakkingen **1801** en **1811** worden de gele matrixen **1802** standaard meegeleverd.

Wanneer de frictie van deze matrixen niet aan de gestelde eisen voldoet, kan men ze vervangen door witte matrixen **1805** die minder frictie geven of door rode matrixen **1806** die meer frictie geven.

1. Duw met een instrument de extensies van de matrix samen en verwijder ze uit de prothese.
2. Plaats de gewenste matrix op de meegeleverde indrukstift **1804** en druk ze op haar plaats.
3. Controleer of de gewenste frictie voorhanden is.