

## IDENTIFICACIÓN DE MACHOS

### RECONOCER UN MACHO A REEMPLAZAR

A través de los años el sistema de ataches CEKA ha lanzado al mercado una diversidad de machos. Para garantizar un buen servicio al paciente, todas las versiones de macho fabricadas desde **1959** quedan suministrables.

Todos los machos pueden ser identificados con la ayuda del folleto “**La identificación y el reemplazo de los machos CEKA**”.

1. Las dimensiones del macho enumeradas en el folleto son una primera indicación.
2. Compare la silueta con las versiones del folleto.
3. La fecha de realización de la prótesis puede excluir algunas versiones.

### INDICACIONES

1. Para comparar el diámetro del filete se utilizan los auxiliares:
  - **RE H 16** se refiere al **REVAX Standard M2** Ø filete 2,00 mm;
  - **H 16** se refiere al **CEKA Classic** Ø filete 3,00 mm;
  - o **REVAX Macro M3** Ø filete 3,00 mm.
2. La altura del **M3** puede variar, visto que hay versiones dinámicas y rígidas.
3. Controle con la ayuda del auxiliar **H 13** si el macho es movable o no (dinámico o rígido) en la parte hembra que está en boca del paciente o en la prótesis.
4. La altura puede variar para **M2** y **M3**, visto que hay machos alargados:
  - **RE 0031 L** para el atache **REVAX Standard M2**;
  - **694 CL** para el atache **CEKA Classic** o **REVAX Macro M3**.
5. El diámetro de la cabeza del macho puede variar según el desgaste o la utilización de machos sobredimensionados. Utilice como fuente de información segura el auxiliar **H 30** para determinar el diámetro del macho para reemplazar con la ayuda del diámetro de la parte hembra (véase INFO 067).