

REEMPLAZAR UNA PARTE HEMBRA PRECI-SAGIX

Los juegos de introducción son suministrados con las partes hembras con tres fuerzas de retención.

Si la retención de la parte hembra no reúne las exigencias, se podrá ser reemplazada por una parte hembra blanca con una retención reducida **1312** (Mini \varnothing 1,7 mm) o **1362** (Estándar \varnothing 2,2 mm), una parte hembra con una retención normal **1311** (Mini \varnothing 1,7 mm) o **1361** (Estándar \varnothing 2,2 mm), o por una parte hembra roja con una retención fuerte **1313** (Mini \varnothing 1,7 mm) o **1363** (Estándar \varnothing 2,2 mm).

1. Quite la parte hembra con un instrumento afilado.
2. Limpie la cavidad en la estructura metálica por medio del vapor.
3. Coloque la parte hembra deseada en el auxiliar de inserción universal **1323** (para \varnothing 1,7 mm y 2,2 mm) y posicónela en su sitio.
4. Controle la posición correcta de la parte hembra y si la retención deseada es obtenida.