

SPECIALTIES

CEKA SOL
FRANÇAIS



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

CEKA SOL

FLUX INCORPORÉ



SOUDURES A BASSE FUSION SOUS FORME DE BÂTONNET. AVEC FLUX INCORPORÉ

Une gamme complète de soudures à basse fusion destinée à diverses applications. Le flux incorporé garantit une liaison solide entre des alliages divergents.



Utilisation aisée sans problème!

PRÉCIEUX

NON-PRÉCIEUX

CO-CR

CEKA SOL

CS00

X

X

X

Jaune 780-820 °C
Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2

CEKA SOL FILIGRAN # CS00 F

X

X

X

Jaune 780-820 °C (contenu réduit de flux)
Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2

CEKA SOL W

CS22

X

X

X

Blanc 865-930 °C
Au 76,5 - Cu 0,4 - Zn 6,5 - Ni 16,6

CEKA SOL L

CS21

X

X

Jaune 615-630 °C
Au 42 - Ag 38,5 - Zn 11 - In 8,5

CEKA SOL G

CS20

X

Jaune 755-820 °C
Au 68 - Ag 13,3 - Cu 12,8 - Sn 1 - Zn 4,9

CEKA SOL CR

CS23

X

Blanc 1000-1030 °C
Au 10 - Ag 37 - Pd 37 - Cu 12 - Zn 4

ALLIAGE D'ADDITION POUR LA SOUDURE AU LASER SANS FLUX

CEKA SOL T1

CS31

Blanc, titane pur
Rond 8 x 25 cm Diamètre: 0,4 mm

CEKA SOL OR


CS32

Jaune 910-995 °C
Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13
Rond 2 x 25 cm Diamètre: 0,4 mm

CEKA SOL PA

CS33

Blanc 1055-1130 °C
Au 2 - Pt 9,5 - Ag 37 - Pd 37 - Cu 12,5 - Co 2
Rond 2 x 25 cm Diamètre: 0,4 mm



CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-BALL

01.
AXIAL
ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
PROFILE
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO

SPECIALTIES

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospectus n° 268.F/I/S-ed.A
© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk
ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium
T+32 56 629 100 - **F**+32 56 629 101 - **E**info@ckpl.eu

