

# SPECIALTIES

CEKA SOL  
NEDERLANDS



CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE

# CEKA SOL

INGEWERKT VLOEIMIDDEL



# LAAGSMELTEND SOLDEER IN STAAFVORM, MET INGEWERKT VLOEIMIDDEL

Een compleet palet van laagsmeltende solderen voor diverse toepassingen. Het ingewerkte vloeimiddel garandeert een vlot solderen van verschillende types legeringen.



*Eenvoudigweg probleemloos!*

		EDELMETAAL	NIET-EDELMETAAL	CR-CO
<b>CEKA SOL</b>	<b># CS00</b>	X	X	X
Geel 780-820 °C Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2				
<b>CEKA SOL FILIGRAN</b>	<b># CS00 F</b>	X	X	X
Geel 780-820 °C (bevat minder vloeimiddel) Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2				
<b>CEKA SOL W</b>	<b># CS22</b>	X	X	X
Wit 865-930 °C Au 76,5 - Cu 0,4 - Zn 6,5 - Ni 16,6				
<b>CEKA SOL L</b>	<b># CS21</b>	X		X
Geel 615-630 °C Au 42 - Ag 38,5 - Zn 11 - In 8,5				
<b>CEKA SOL G</b>	<b># CS20</b>	X		
Geel 755-820 °C Au 68 - Ag 13,3 - Cu 12,8 - Sn 1 - Zn 4,9				
<b>CEKA SOL CR</b>	<b># CS23</b>			X
Wit 1000-1030 °C Au 10 - Ag 37 - Pd 37 - Cu 12 - Zn 4				

## ADDITIELEGERING VOOR LASERLASSEN ZONDER VLOEIMIDDEL

### **CEKA SOL T1**

**# CS31**

Wit, zuiver titaan

Rond 8 x 25 cm

Diameter: 0,4 mm

### **CEKA SOL OR**

**# CS32**

Geel 910-995 °C

Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13

Rond 2 x 25 cm

Diameter: 0,4 mm

### **CEKA SOL PA**


**# CS33**

Wit 1055-1130 °C

Au 2 - Pt 9,5 - Ag 37 - Pd 37 - Cu 12,5 - Co 2

Rond 2 x 25 cm

Diameter: 0,4 mm



CEKA AXIAL  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX RADICULAR  
PRECI-BALL

**01.**  
AXIAL  
ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL  
CEKA ID  
PRECI-VERTIX  
PRECI-VERTIX AT  
PRECI-CLIX EC  
PRECI-SAGIX  
PRECI-52  
PRECI-TUBIX/MORTIX

**02.**  
EXTRACORONAL  
ATTACHMENTS

PRECI-BAR  
PRECI-HORIX  
PRECI-CLIP

**03.**  
PROFILE  
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE  
PRECI-POST  
**CEKA SOL**  
CEKALLOY  
CEKA SITE  
CEKA BOND  
3C-BOND  
PERMA-RET  
PRECI-SEP  
PLASTICWAX  
EXPANDO

**SPECIALTIES**

[WWW.CKPL.EU](http://WWW.CKPL.EU)

CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE



Prospectus n° 268.E/D/N-ed.A

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium

T +32 56 629 100 - F +32 56 629 101 - E info@ckpl.eu

