

SPECIALTIES

CEKA SOL ESPANOL



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

CEKA SOL

FUNDENTE INCORPORADO



SOLDADURAS DE BAJA FUSION EN FORMA DE TUBITOS, CON FUNDENTE INCORPORADO

Una gama de soldaduras de baja fusión para aplicaciones diversas. El fundente incorporado garantiza un enlace resistente entre aleaciones divergentes



¡Utilización cómoda y sin problema!

		PRECIOSA	NO PRECIOSA	CO-CR
CEKA SOL	# CS00	X	X	X
Amarillo 780-820 °C Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2				
CEKA SOL FILIGRAN	# CS00 F	X	X	X
Amarillo 780-820 °C (contenido reducido de fundente) Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2				
CEKA SOL W	# CS22	X	X	X
Blanco 865-930 °C Au 76,5 - Cu 0,4 - Zn 6,5 - Ni 16,6				
CEKA SOL L	# CS21	X		X
Amarillo 615-630 °C Au 42 - Ag 38,5 - Zn 11 - In 8,5				
CEKA SOL G	# CS20	X		
Amarillo 755-820 °C Au 68 - Ag 13,3 - Cu 12,8 - Sn 1 - Zn 4,9				
CEKA SOL CR	# CS23			X
Blanco 1000-1030 °C Au 10 - Ag 37 - Pd 37 - Cu 12 - Zn 4				

ALEACIÓN DE ADICIÓN PARA LA SOLDADURA AL LÁSER SIN FUNDENTE

CEKA SOL T1

CS31

Blanco, titanio puro
Redondo 8 x 25 cm

Diámetro: 0,4 mm

CEKA SOL OR

CS32

Amarillo 910-995 °C
Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13

Redondo 2 x 25 cm

Diámetro: 0,4 mm

CEKA SOL PA


CS33

Blanco 1055-1130 °C

Au 2 - Pt 9,5 - Ag 37 - Pd 37 - Cu 12,5 - Co 2

Redondo 2 x 25 cm

Diámetro: 0,4 mm



CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-BALL

01.
AXIAL
ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
PROFILE
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO

SPECIALTIES

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospectus n° 268.F/I/S-ed.A
© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk
ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium
T+32 56 629 100 - **F**+32 56 629 101 - **E**info@ckpl.eu

